

EBULLIOMETRO Mod. Malligand ETH

Metodo rapido per la determinazione dell'alcool



Binomio perfetto tra TRADIZIONE ed INNOVAZIONE

TRADIZIONE

La struttura mantiene le caratteristiche tecniche e produttive originali garantendo un perfetto equilibrio termodinamico

DETERMINAZIONE ALCOOL %

6 minuti

ALIMENTAZIONE

52 ore di autonomia
Batteria ricaricabile con micro USB

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di misura: 5 - 20 V/V
- Unità di misura: 0,01% V/V
(Misure in scala ebulliometrica)
- Ripetibilità: + 0,10
- Tolleranza: + 0,10



Tastiera facile ed intuitiva

INNOVAZIONE

L'elettronica rileva la temperatura di ebollizione, calcola il punto di equilibrio termico e visualizza sul display il valore alcolico

EXACTA+OPTECH LABCENTER S.p.A.

Via Bosco, 21 - 41030 S. Prospero (MO) - Italy

eno@exactaoptech.com

www.exactaoptech.com